



KIT COMPROBACIÓN LINEALIDAD HPLC RS

para verificación de la linealidad de la absorbancia en un detector UV-VIS

NC 3822 00 00

Para la verificación de la linealidad de la absorbancia en un detector UV-VIS



R: 11-23/24/25-39/23/24/25 S: 7-16-36/37-45

NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 1192 • ADR: 3/III • IMDG: 3/III • IATA: 3/III • PAX: 309 • CAO: 310

ESPECIFICACIONES:

Se compone de:

2 x 1 ml de Blanco (Metanol)

3 x 1 ml de Propilparaben 5,0 mg /l en metanol

3 x 1 ml de Propilparaben 10,0 mg /l en metanol

3 x 1 ml de Propilparaben 15,0 mg /l en metanol

3 x 1 ml de Propilparaben 20,0 mg /l en metanol

3 x 1 ml de Propilparaben 25,0 mg /l en metanol

3 x 1 ml de Propilparaben 30,0 mg /l en metanol